

PEEK製 HPLCマイクロフロースタティックミキサー

0.5 μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
400-000.5B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング)	0.5μL 1μL 2μL 5μL 10μL 25μL
401-000.5B	1液混合	※PEEK フィッティングは含まれていません。	
402-000.5B	2液混合	最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃	
403-000.5B	3液混合	遅延量：0.5 μL 背圧：<250 PSI 10 μL/min (水による)	



※PEEK フィッティングは含まれていません。

1μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
400-0001B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング)	0.5μL 1μL 2μL 5μL 10μL 25μL
401-0001B	1液混合	※PEEK フィッティングは含まれていません。	
402-0001B	2液混合	最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃	
403-0001B	3液混合	遅延量：1 μL 背圧：<120 PSI 100 μL/min (水による)	

2μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
400-0002B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング)	0.5μL 1μL 2μL 5μL 10μL 25μL
401-0002B	1液混合	※PEEK フィッティングは含まれていません。	
402-0002B	2液混合	最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃	
403-0002B	3液混合	遅延量：2 μL 背圧：<40 PSI 1mL/min (水による)	



※PEEK フィッティングは含まれていません。

5μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
400-0005B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング)	0.5μL 1μL 2μL 5μL 10μL 25μL
401-0005B	1液混合	※PEEK フィッティングは含まれていません。	
402-0005B	2液混合	最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃	
403-0005B	3液混合	遅延量：5 μL 背圧：<15 PSI 1mL/min (水による)	

10μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
400-0010B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング)	0.5μL 1μL 2μL 5μL 10μL 25μL
401-0010B	1液混合	※PEEK フィッティングは含まれていません。	
402-0010B	2液混合	最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃	
403-0010B	3液混合	遅延量：10 μL 背圧：<2 PSI 1mL/min (水による)	



※PEEK フィッティングは含まれていません。

25μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
400-0025B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング)	0.5μL 1μL 2μL 5μL 10μL 25μL
401-0025B	1液混合	※PEEK フィッティングは含まれていません。	
402-0025B	2液混合	最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃	
403-0025B	3液混合	遅延量：25 μL 背圧：<2 PSI 1mL/min (水による)	

PEEK製 HPLCマイクロフロースタティックミキサー

50 μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
410-0050B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃ 遅延量：50 μL 背圧：<2 PSI 1mL/min (水による)	50μL
411-0050B	1液混合		100μL
412-0050B	2液混合		150μL
413-0050B	3液混合		200μL




※PEEK フィッティングは含まれていません。

100μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
410-0100B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃ 遅延量：100 μL 背圧：<2 PSI 1mL/min (水による)	50μL、100μL
411-0100B	1液混合		150μL、200μL
412-0100B	2液混合		250μL
413-0100B	3液混合		




※PEEK フィッティングは含まれていません。

150μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
410-0150B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃ 遅延量：150 μL 背圧：<2 PSI 1mL/min (水による)	50μL、100μL
411-0150B	1液混合		150μL、200μL
412-0150B	2液混合		250μL
413-0150B	3液混合		



※PEEK フィッティングは含まれていません。

200μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
410-0200B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃ 遅延量：200 μL 背圧：<2 PSI 1mL/min (水による)	50μL、100μL
411-0200B	1液混合		150μL、200μL
412-0200B	2液混合		250μL
413-0200B	3液混合		



※PEEK フィッティングは含まれていません。

250μLセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容	仕様	互換性
410-0250B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力：3,000 PSI 最高温度定格：40℃ 遅延量：250 μL 背圧：<2 PSI 1mL/min (水による)	50μL、100μL
411-0250B	1液混合		150μL、200μL
412-0250B	2液混合		250μL
413-0250B	3液混合		



※PEEK フィッティングは含まれていません。

PEEK製 HPLCアナリティカルフロースタティックミキサー

350 μ Lセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容 (ポートサイズ)	仕様	互換性
420-0350B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) もしくは1/4-28 Flat Bottom ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力(10-32 CPI)：3,000 PSI 最大動作圧力(1/4-28 Flat Bottom)：2,500 PSI 最高温度定格：40 $^{\circ}$ C 遅延量：350 μ L 背圧：<2 PSI 1mL/min(水による)	350 μ L 500 μ L
421-0350B	1液混合 (10-32 CPI)		
421-0350BQ28	1液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
422-0350BQ28	2液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
423-0350BQ28	3液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		



※PEEK フィッティングは含まれていません。

500 μ Lセット

接液面の材質：PEEK

品番	内容 (ポートサイズ)	仕様	互換性
420-0500B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) もしくは1/4-28 Flat Bottom ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力(10-32 CPI)：3,000 PSI 最大動作圧力(1/4-28 Flat Bottom)：2,500 PSI 最高温度定格：40 $^{\circ}$ C 遅延量：500 μ L 背圧：<2 PSI 1mL/min(水による)	350 μ L 500 μ L
421-0500B	1液混合 (10-32 CPI)		
421-0500BQ28	1液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
422-0500BQ28	2液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
423-0500BQ28	3液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		



※PEEK フィッティングは含まれていません。

PEEK製 HPLCハイフロースタティックミキサー

800 μ Lセット

接液面の材質：PEEK

品 番	内 容 (ポ ー ト サ イ ズ)	仕 様	互 換 性
430-0800B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) もしくは1/4-28 Flat Bottom ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力(10-32 CPI)：3,000 PSI 最大動作圧力(1/4-28 Flat Bottom)：2,500 PSI 最高温度定格：40 $^{\circ}$ C 遅延量：800 μ L 背圧：<2 PSI 1mL/min(水による)	800 μ L 1.0 mL 1.5 mL
431-0800B	1液混合 (10-32 CPI)		
431-0800BQ28	1液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
432-0800BQ28	2液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
433-0800BQ28	3液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		



※PEEK フィッティングは含まれていません。

1.0 mLセット

接液面の材質：PEEK

品 番	内 容 (ポ ー ト サ イ ズ)	仕 様	互 換 性
430-1000B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) もしくは1/4-28 Flat Bottom ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力(10-32 CPI)：3,000 PSI 最大動作圧力(1/4-28 Flat Bottom)：2,500 PSI 最高温度定格：40 $^{\circ}$ C 遅延量：1.0mL 背圧：<2 PSI 1mL/min(水による)	800 μ L 1.0 mL 1.5 mL
431-1000B	1液混合 (10-32 CPI)		
431-1000BQ28	1液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
432-1000BQ28	2液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
433-1000BQ28	3液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		



※PEEK フィッティングは含まれていません。

1.5 mLセット

接液面の材質：PEEK

品 番	内 容 (ポ ー ト サ イ ズ)	仕 様	互 換 性
430-1500B	カートリッジのみ	ポートサイズ：10-32 CPI (1/16"チューブ用の標準HPLCフィッティング) もしくは1/4-28 Flat Bottom ※PEEK フィッティングは含まれていません。 最大動作圧力(10-32 CPI)：3,000 PSI 最大動作圧力(1/4-28 Flat Bottom)：2,500 PSI 最高温度定格：40 $^{\circ}$ C 遅延量：1.5mL 背圧：<2 PSI 1mL/min(水による)	800 μ L 1.0 mL 1.5 mL
431-1500B	1液混合 (10-32 CPI)		
431-1500BQ28	1液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
432-1500BQ28	2液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		
433-1500BQ28	3液混合 (1/4-28 Flat Bottom)		



※PEEK フィッティングは含まれていません。

PEEK製 HPLCフロースタティックミキサー ハウジングのみ

1液混合用

接液面の材質：PEEK

品番	内容 (ポートサイズ)	互換性
401-0000B	マイクロフロー用(10-32 CPI)	0.5 μL、1 μL、2 μL、5 μL、10 μL、25 μL
411-0000B	ローフロー用(10-32 CPI)	50 μL、100 μL、150 μL、200 μL、250 μL
421-0000B	アナリティカルフロー用(10-32 CPI)	350 μL、500 μL
421-0000BQ28	アナリティカルフロー用(1/4-28 Flat Bottom)	350 μL、500 μL
431-0000B	ハイフロー用(10-32 CPI)	800 μL、1.0 mL、1.5 mL
431-0000BQ28	ハイフロー用(1/4-28 Flat Bottom)	800 μL、1.0 mL、1.5 mL



※PEEK フィットTINGは含まれていません。

2液混合用

接液面の材質：PEEK

品番	内容 (ポートサイズ)	互換性
402-0000B	マイクロフロー用(10-32 CPI)	0.5 μL、1 μL、2 μL、5 μL、10 μL、25 μL
412-0000B	ローフロー用(10-32 CPI)	50 μL、100 μL、150 μL、200 μL、250 μL
422-0000BQ28	アナリティカルフロー用(1/4-28 Flat Bottom)	350 μL、500 μL
432-0000BQ28	ハイフロー用(1/4-28 Flat Bottom)	800 μL、1.0 mL、1.5 mL



※PEEK フィットTINGは含まれていません。

3液混合用

接液面の材質：PEEK

品番	内容 (ポートサイズ)	互換性
403-0000B	マイクロフロー用(10-32 CPI)	0.5 μL、1 μL、2 μL、5 μL、10 μL、25 μL
413-0000B	ローフロー用(10-32 CPI)	50 μL、100 μL、150 μL、200 μL、250 μL
423-0000BQ28	アナリティカルフロー用(1/4-28 Flat Bottom)	350 μL、500 μL
433-0000BQ28	ハイフロー用(1/4-28 Flat Bottom)	800 μL、1.0 mL、1.5 mL



※PEEK フィットTINGは含まれていません。

PEEK製HPLCスタティックミキサーお得セット

PEEK製HPLCマイクロフロースタティックミキサーセット①

品番	内容	セット内容	互換性
401-.5-2B-KF	1液混合	0.5 μL、1 μL、2 μLカートリッジと1液用ハウジングのセット	0.5μL、1μL 2μL、5μL 10μL、25μL
402-.5-2B-KF	2液混合	0.5 μL、1 μL、2 μLカートリッジと2液用ハウジングのセット	
403-.5-2B-KF	3液混合	0.5 μL、1 μL、2 μLカートリッジと3液用ハウジングのセット	

注意①：仕様についてはPEEK製HPLCマイクロフロースタティックミキサーをご参照下さい。

注意②：お得なフィッティング付きです

PEEK製HPLCマイクロフロースタティックミキサーセット②

品番	内容	セット内容	互換性
401-5-25B-KF	1液混合	5 μL、10 μL、25 μLカートリッジと1液用ハウジングのセット	0.5μL、1μL 2μL、5μL 10μL、25μL
402-5-25B-KF	2液混合	5 μL、10 μL、25 μLカートリッジと2液用ハウジングのセット	
403-5-25B-KF	3液混合	5 μL、10 μL、25 μLカートリッジと3液用ハウジングのセット	

注意①：仕様についてはPEEK製HPLCマイクロフロースタティックミキサーをご参照下さい。

注意②：お得なフィッティング付きです。

PEEK製HPLCローフロースタティックミキサーセット

品番	内容	セット内容	互換性
411-X-Y-ZB-KF	1液混合	X=50 μL、100 μL、150 μL・Y=100 μL、150 μL、200μL Z=150 μL、200 μL、250 μLのカートリッジから各1つを選択して1液用ハウジングと組み合わせるセット	50μL 100μL 150μL 200μL 250μL
412-X-Y-ZB-KF	2液混合	X=50 μL、100 μL、150 μL・Y=100 μL、150 μL、200μL Z=150 μL、200 μL、250 μLのカートリッジから各1つを選択して2液用ハウジングと組み合わせるセット	
413-X-Y-ZB-KF	3液混合	X=50 μL、100 μL、150 μL・Y=100 μL、150 μL、200μL Z=150 μL、200 μL、250 μLのカートリッジから各1つを選択して3液用ハウジングと組み合わせるセット	

注意①：仕様についてはPEEK製HPLCローフロースタティックミキサーをご参照下さい。

注意②：X,Y,Zには選択した容量の数字を記入して下さい。また、同じ容量は選択できません。御了承下さい。

注意③：お得なフィッティング付きです。

PEEK製HPLCアナリティカルフロースタティックミキサーセット

品番	内容	セット内容	互換性
421-350-500B-KF	1液混合	350 μL、500 μLカートリッジと1液用ハウジングのセット(フィッティング 10-32CPI)	350μL 500μL
421-350-500BQ28-KF	1液混合	350 μL、500 μLカートリッジと1液用ハウジングのセット(フィッティング 1/4-28ワット)	
422-350-500BQ28-KF	2液混合	350 μL、500 μLカートリッジと2液用ハウジングのセット(フィッティング 1/4-28ワット)	
423-350-500BQ28-KF	3液混合	350 μL、500 μLカートリッジと3液用ハウジングのセット(フィッティング 1/4-28ワット)	

注意①：仕様についてはPEEK製HPLCアナリティカルフロースタティックミキサーをご参照下さい。

注意②：お得なフィッティング付きです。

PEEK製HPLCハイフロースタティックミキサーセット







品番	内容	セット内容	互換性
431-X-YB-KF	1液混合	X=800μL、1.0mL・Y=1.0mL、1.5mLのカートリッジから各1つを選択して1液用ハウジングと組み合わせるセット(フィッティング 10-32CPI)	800μL 1.0mL 1.5mL
431-X-YBQ28-KF	1液混合	X=800μL、1.0mL・Y=1.0mL、1.5mLのカートリッジから各1つを選択して1液用ハウジングと組み合わせるセット(フィッティング 1/4-28ワット)	
432-X-YBQ28-KF	2液混合	X=800μL、1.0mL・Y=1.0mL、1.5mLのカートリッジから各1つを選択して2液用ハウジングと組み合わせるセット(フィッティング 1/4-28ワット)	
433-X-YBQ28-KF	3液混合	X=800μL、1.0mL・Y=1.0mL、1.5mLのカートリッジから各1つを選択して3液用ハウジングと組み合わせるセット(フィッティング 1/4-28ワット)	

注意①：仕様についてはPEEK製HPLCハイフロースタティックミキサーをご参照下さい。

注意②：X,Yには選択した容量の数字を記入して下さい。(1.0mLは1000、1.5mLは1500)同じ容量は選択できません。御了承下さい。

注意③：お得なフィッティング付きです。

PEEK製 HPLCスタティックミキサーカートリッジタイプ各サイズ

	
<p>PEEK製HPLCマイクロフロースタティックミキサー 1液混合</p>	<p>PEEK製HPLCマイクロフロースタティックミキサー-2, 3液混合</p>
	
<p>PEEK製HPLCローフロースタティックミキサー 1液混合</p>	<p>PEEK製HPLCローフロースタティックミキサー-2, 3液混合</p>
	
<p>PEEK製HPLCアナリティカルフロースタティックミキサー 1液混合</p>	<p>PEEK製HPLCハイフロースタティックミキサー 1液混合</p>
<p>図面無し</p>	<p>図面無し</p>
<p>PEEK製HPLCアナリティカルフロースタティックミキサー 1液混合(1/4-28)</p>	<p>PEEK製HPLCハイフロースタティックミキサー 1液混合(1/4-28)</p>
<p>図面無し</p>	<p>図面無し</p>
<p>PEEK製HPLCアナリティカルフロースタティックミキサー-2, 3液混合(1/4-28)</p>	<p>PEEK製HPLCハイフロースタティックミキサー-2, 3液混合(1/4-28)</p>