


◆CBM-20AやCBM-20Aliteを使用して、1台のPCで装置制御およびデータ取込みと解析処理が可能

2023.02.28修正版

【装置制御およびデータ取り込みPC】



LAN接続



USB接続



【上記PC画面拡大】

Runクリックで取込みStart(ChromatoLoggerと連動)

The screenshot shows the Shimadzu HPLC control software interface. Key components are highlighted with red boxes and blue arrows:

- Run/Pause buttons:** Located in the top right of the control panel.
- Sequence Analysis Table:** A table with columns for No., Rack No., Sample No., Injections/Vial, Injection Volume, Method, and Run Time.
- Method Control Panel:** Includes settings for pump (B GE1), oven (OvenA), and detector (DETA).
- Detector:** A red box highlights the detector icon in the bottom right of the control panel.

CBM-20A

◆特徴

※1台のPCで装置制御およびデータ解析処理が可能

- ①ChromatoLoggerにて、データ取り込み可能
- ②シーケンス作成可能
- ③装置全てのユニットの条件設定変更が可能
- ④装置全てのユニットの環境設定変更が可能【別途有償】