



# ◆CBM-20AやCBM-20Aliteを使用して、1台のPCで装置制御およびデータ取込みと解析処理が可能

2023.02.28修正版

【装置制御およびデータ取り込みPC】



LAN接続





USB接続



【上記PC画面拡大】

Runクリックで取込みStart(ChromatoLoggerと連動)



上記写真LC-20AB背面に挿入されたCBM-20Alite

## ◆特徴

※1台のPCで装置制御およびデータ解析処理が可能

- ①ChromatoLoggerにて、データ取り込み可能
- ②シーケンス作成可能
- ③装置全てのユニットの条件設定変更が可能
- ④装置全てのユニットの環境設定変更が可能【別途有償】